

DEZINFEKČNÍ RAD
pro ordinace odborných lékařů a ambulance

	Oblast použití	Způsob	Dezinfekční prostředek	Příprava	Expoziční doba	Spektrum účinnosti	
Termolabilní přístroje a nástroje	Termolabilní přístroje a nástroje - endoskopy flexibilní a rigidní, endotracheální vzduchovody, anesteziologické masky, dýchací vaky a podobně	dezinfekce	otřít, ponořit, nasát roztok	Cidex Sekusept forte 1,5 % Sekusept forte 3% Sekusept forte 5%	aktivovaný roztok 15 ml / 1 l 30ml / 1 l 50ml / 1 l	15 min. 1 hodina 30 min. 15 min.	A,B,T,M,V A,B,T,M,V A,B,T,M,V A,B,T,M,V
		mechanická čistota	procistit kanály, osušit				
		vyšší stupeň dezinfekce	ponořit a nasát roztok, exponovat v přikryté nádobě a oplach sterilní vodou	Cidex Sekusept forte 1,5% Sekusept forte 5%	aktivovaný roztok 15ml / 1 l 50ml / 1 l	2 hodiny 6 hodin 1 hodina	A,B,C,T,M,V A,B,C,T,M,V A,B,C,T,M,V
Kůže	Dezinfekce rukou	II. stupeň dezinfekce	mezi pacienty exponovat a oplach pitnou vodou	Cidex Sekusept forte 5%	aktivovaný roztok 50ml / 1 l	15 min. 15 min.	A,B,T,M,V A,B,T,M,V
		hygienická dezinfekce: před a po vyšetření pac., při jakékoli kontaminaci	umýt mýdlem a vysušit nanést 3 ml dezinfekčního přípravku, ten 30 s roztrít a nechat zaschnout	Septoderm Splitaderm Mikasept A	konc. konc. konc.	z z z	A,B,T,M,V A,B,T,M,V A,B,T,M,V
	Regenerace a ochrana rukou	chirurgická dezinfekce: před zákroky	2x po sobě nanést 5 ml dezinfekčního přípravku do zaschnutí				
Pokožka	před vpichy nebo jinými zákroky poškozujícími kůži	regenerace po práci	nanést malou vrstvu krému, rozetřít a nechat vstřebat do pokožky	Herbalona Mika			
			dezinfikovanou oblast dostatečně smočit pomocí tamponu a nechat zaschnout	Jodisol Septonex tct Ajatin tct	konc.	z	A,B,T,M,V
			nebo dezinfikovanou oblast do úplného smočení nastříkat přípravek a nechat zaschnout	Septoderm v rozprašovači	konc.	z	A,B,T,M,V

Vysvětlivky:

- z** do zaschnutí
- A** usmrcení bakterií a kvasinek
- B** usmrcení virů
- C** usmrcení spor
- T** usmrcení mykobakterií M.tuberculosis
- M** usmrcení atypických mykobakterií
- V** fungicidní účinek na mikroskop. vlák. houby

Každé oddělení má vyčleněny vlastní úklidové pomůcky