

DEZINFERENČNÍ RAD
pro ordinace odborných lékařů a ambulance

	Oblast použití		Způsob	Dezinfekční prostředek	Příprava	Expoziční doba	Spektrum účinnosti
Termolabilní přístroje a nástroje	Termolabilní přístroje a nástroje - endoskopy flexibilní a rigidní, endotracheální vzduchovody, anesteziologické masky, dýchací vaky a podobně	dezinfekce	otřít, ponořit, nasát roztok	Cidex Sekusept forte 1,5 % Sekusept forte 3% Sekusept forte 5%	aktivovaný roztok 15 ml / 1 l 30ml / 1 l 50ml / 1 l	15 min. 1 hodina 30 min. 15 min.	A,B,T,M,V A,B,T,M,V A,B,T,M,V A,B,T,M,V
		mechanická očista	pročistit kanálky, osušit				
		vyšší stupeň dezinfekce	ponořit a nasát roztok, exponovat v přikryté nádobě a oplach sterilní vodou	Cidex Sekusept forte 1,5% Sekusept forte 5%	aktivovaný roztok 15ml / 1 l 50ml / 1 l	2 hodiny 6 hodin 1 hodina	A,B,C,T,M,V A,B,C,T,M,V A,B,C,T,M,V
		II. stupeň dezinfekce	mezi pacienty exponovat a oplach pitnou vodou	Cidex Sekusept forte 5%	aktivovaný roztok 50ml / 1 l	15 min. 15 min.	A,B,T,M,V A,B,T,M,V
Kůže	Dezinfekce rukou	hygienická dezinfekce: před a po vyšetření pac., při jakékoliv kontaminaci	umýt mýdlem a vysušit nanést 3 ml dezinfekčního přípravku, ten 30 s rozetřít a nechat zaschnout	Septoderm Spitaderm Mikasept A	konc. konc. konc.	z z z	A,B,T,M,V A,B,T,M,V A,B,T,M,V
		chirurgická dezinfekce: před zákroky	2x po sobě nanést 5 ml dezinfekčního přípravku do zaschnutí				
	Regenerace a ochrana rukou	regenerace po práci	nanést malou vrstvu krému, rozetřít a nechat vsřebat do pokožky	Herbalona Mika			
	Pokožka	před vpichy nebo jinými zákroky poškozujícími kůži	dezinfikovanou oblast dostatečně smočit pomocí tamponu a nechat zaschnout	Jodisol Septonex tct Ajatin tct	konc.	z	A,B,T,M,V
			nebo dezinfikovanou oblast do úplného smočení nastříkat přípravkem a nechat zaschnout	Septoderm v rozprašovači	konc.	z	A,B,T,M,V

Každé oddělení má vyčleněny vlastní úklidové pomůcky

Vysvětlivky:

z do zaschnutí
A usmrcení bakterií a kvasinek
B usmrcení virů
C usmrcení spor
T usmrcení mykobakterií M.tuberculosis
M usmrcení atypických mykobakterií
V fungicidní účinek na mikroskop. vlák. houby

DEZINFEKČNÍ ŘÁD

pro ordinace odborných lékařů a ambulance

	Oblast použití	Četnost		Způsob	Dezinfekční prostředek	Příprava	Expoziční doba	Spektrum účinnosti
Plochy	podlahy, stoly, nábytek, okenní parapety, a jiné povrchy, nádoby na odpad	Čekárny, chodby, ordinace: 1 x týdně	obložené stěny, zrcadla, světla, dveře aj. <u>při velkém úklidu</u> 1 x týdně	běžné detergenty a dezinfekční prostředky	Savo Prim 3%	240 ml / 8 l	z	A,B,T,M,V
		připraveným roztokem vytřít nebo omýt a nechat zaschnout		Dezox 1%	80 ml / 8 l	z	A,B,T,M	
		jednou měsíčně zaměnit dezinf. prostředek za jiný s jinou aktivní látkou (minimálně 1 x čtvrtletně)		Desam GK 1,5%	120 ml / 8 l	z	A,B,T,M,V	
		WC: 1 x denně			Surfalyse 0,25%	20 ml / 8 l	z	A,B,V
		Základové sálky: po každém zákroku			Mikasept GAL 2%	160 ml / 8 l	z	A,B,V
					<u>velký úklid:</u> Chloramin BM 1%	8 lžic / 8 l	z	A,B,T,M,V
		epidemiologické krizové situace řešit okamžitým nasazením Persteril 0,5% (10% z lékárny)				400 ml / 8 l	10 min	A,B,C,T,M
malé plochy	instrument, stolky, přístroje, atd.	při kontaminaci s biologickým materiálem		nastříkat na plochu a nechat zaschnout	Desprej	konc.	z	A,B,T,M,V
sanitární zar.	WC, umývadla, výlevky podložní mísy	vany a podložní mísy ihned po použití 2 x denně		dokonalé smočit dez. prostředkem, nalít i do sifonu, nechat působit, mechanicky vyčistit a opláchnout	Chloramin BM 2% Savo Prim 3%	10 lžic / 5 l 150 ml / 5 l	30 min. 30 min.	A,B,T,M,V A,B,T,M,V
rovnouže a pomůcky	chirurgické instrumenty, stříkačky, kanyly, pomůcky na více použití apod.	po použití		zcela ponořit do připraveného roztoku, po vytažení očistit, opláchnout pitnou vodou, sterilizovat nejlépe každý týden (min. však jednou za měsíc) zaměnit dez. prostředek za jiný s jinou aktivní látkou	Mikasept GALEN 2% Korsolex 3% Dezipur 2% Chirox 3% Jodonal B 2% Persteril 0,5% (10% z lékárny)	20 ml / 1 l 30 ml / 1 l 20 g / 1 l 30 g / 1 l 20 ml / 1 l 50 ml / 1 l	2 hod. 30 min. 1 hod. 20 min. 30 min. 10 min.	A,B,T,M,V A,B,C,T,M A,B,T,M A,B,T,M,V A,B,T,M,V A,B,C,T,M